

Rippensperrer
 Rib Spreaders
 Ecarteurs des côtes
 Separadores costales
 Divaricatori costali



Blatt · Blade · valve · hoja · valva		
Spreizung Spread	Tiefe Depth	Breite Width
Ecartement	profondité	largeur
Abertura	profundidad	ancho
Apertura	profondità	larghezza
A	B	C



FINOCHIETTO

	A = mm	B = mm	C = mm
56.210.16	165 mm	40 mm	40 mm
56.210.20	200 mm	45 mm	65 mm
56.210.25	250 mm	70 mm	65 mm
56.210.30	300 mm	70 mm	65 mm

for Erwachsene · for adults · pour adultes · para adultos · per adulti



ALUMINIUM

FINOCHIETTO (modif.)

	A = mm	B = mm	C = mm
56.212.12	120 mm	14 mm	15 mm

for Kinder · for children · pour enfants · para niños · per bambini

Rippensperrer
 Rib Spreaders
 Ecarteurs des côtes
 Separadores costales
 Divaricatori costali

PROFIT[®]
 Surgical Instruments

Blatt · Blade · valve · hoja · valva		
Spreizung Spread Ecartement Abertura Apertura	Tiefe Depth profondité profundidad profondità	Breite Width largeur ancho larghezza
A	B	C



FINOCHIETTO-BABY

	A = mm	B = mm	C = mm
56.214.75	75 mm	18 mm	20 mm

für Säuglinge · for babies · pour bébé · para bebés · per neonati

ALUMINIUM



COOLEY

	A = mm	B = mm	C = mm
56.220.01	95 mm	12 mm	13 mm

für Säuglinge · for babies · pour bébé · para bebés · per neonati

COOLEY

	A = mm	B = mm	C = mm
56.220.02	140 mm	15 mm	30 mm
56.220.03	150 mm	21 mm	44 mm

für Kinder · for children · pour enfants · para niños · per bambini

COOLEY

	A = mm	B = mm	C = mm
56.220.04	200 mm	35 mm	50 mm

für Erwachsene · for adults · pour adultes · para adultos · per adulti

Rippensperrer
 Rib Spreaders
 Ecarteurs des côtes
 Separadores costales
 Divaricatori costali

PROFIT[®]
 Surgical Instruments

Blatt - Blade - valve - hoja - valva		
Spreizung Spread	Tiefe Depth	Breite Width
Ecartement	profondité	largeur
Abertura	profundidad	ancho
Apertura	profondità	larghezza
A	B	C

ALUMINIUM



FINOCHIETTO

	A = mm	B = mm	C = mm
56.230.13	135 mm	38 mm	44 mm
56.230.17	175 mm	52 mm	62 mm
56.230.18	175 mm	85 mm	65 mm

für Erwachsene - for adults - pour adultes - para adultos - per adulti

ALUMINIUM



FINOCHIETTO HAIGHT Baby

	A = mm	B = mm	C = mm
56.232.10	100 mm	31 mm	31 mm

für Kinder - for children - pour enfants - para niños - per bambini

Rippensperrer
 Rib Spreaders
 Ecarteurs des côtes
 Separadores costales
 Divaricatori costali

PROFIT[®]
 Surgical Instruments

Blatt · Blade · valve · hoja · valva		
Spreizung Spread	Tiefe Depth	Breite Width
Ecartement	profondité	largeur
Abertura	profundidad	ancho
Apertura	profondità	larghezza
A	B	C

ALUMINIUM



FINOCHIETTO

	A = mm	B = mm	C = mm
56.234.40	100 mm	12 mm	15 mm
56.234.41	143 mm	28 mm	30 mm
56.234.42	210 mm	31 mm	45 mm
56.234.43	245 mm	42 mm	61 mm
56.234.44	245 mm	74 mm	64 mm

für Erwachsene · for adults · pour adultes · para adultos · per adulti

Rippensperrer
 Rib Spreaders
 Ecarteurs des côtes
 Separadores costales
 Divaricatori costali

PROFIT[®]
 Surgical Instruments

Blatt · Blade · valve · hoja · valva		
Spreizung Spread	Tiefe Depth	Breite Width
Ecartement	profondité	largeur
Abertura	profundidad	ancho
Apertura	profondità	larghezza
A	B	C

ALUMINIUM



FINOCHIETTO Infant

	A = mm	B = mm	C = mm
56.234.75	75 mm	15 mm	15 mm

für Säuglinge · for babies · pour bébé · para bebés · per neonati



mit 2 Paar Valven
 with 2 pairs of blades
 avec 2 paires de valves
 con 2 pares de valvas
 con 2 paia di valve

FINOCHIETTO BURFORD

	A = mm	B = mm	C = mm
56.236.21	210 mm	48/77 mm	64 mm
56.236.25	260 mm	48/77 mm	64 mm
56.236.30	300 mm	48/77 mm	64 mm

für Erwachsene · for adults · pour adultes · para adultos · per adulti

Rippensperrer
 Rib Spreaders
 Ecarteurs des côtes
 Separadores costales
 Divaricatori costali



Blatt · Blade · valve · hoja · valva		
Spreizung Spread	Tiefe Depth	Breite Width
Ecartement	profondité	largeur
Abertura	profundidad	ancho
Apertura	profondità	larghezza
A	B	C



mit 2 Paar Valven
 with 2 pairs of blades
 avec 2 paires de valves
 con 2 pares de valvas
 con 2 para di valve

FINOCHIETTO BURFORD

	A = mm	B = mm	C = mm
56.242.18	180 mm	47/65 mm	62 mm
56.242.26	260 mm	47/65 mm	62 mm
56.242.30	300 mm	47/65 mm	62 mm

für Erwachsene · for adults · pour adultes · para adultos · per adulti

Rippensperrer
 Rib Spreaders
 Ecarteurs des côtes
 Separadores costales
 Divaricatori costali

PROFIT[®]
 Surgical Instruments



Blatt · Blade · valve · hoja · valva		
Spreizung Spread	Tiefe Depth	Breite Width
Ecartement	profondité	largeur
Abertura	profundidad	ancho
Apertura	profondità	larghezza
A	B	C

mit 2 Paar Valven
 with 2 pairs of blades
 avec 2 paires de valves
 con 2 pares de valvas
 con 2 paia di valve:

FINOCHIETTO BURFORD

	A = mm	B = mm	C = mm
56.244.13	135 mm	34/48 mm	42 mm

für Kinder · for children · pour enfants · para niños · per bambini



CASTAÑEDA

	A = mm	B = mm	C = mm
56.250.06	65 mm	10,5 mm	32 mm

für Säuglinge · for babies · pour bébé · para bebés · per neonati

CASTAÑEDA

	A = mm	B = mm	C = mm
56.250.07	70 mm	12 mm	45 mm

für Kinder · for children · pour enfants · para niños · per bambini

CASTAÑEDA

	A = mm	B = mm	C = mm
56.250.12	120 mm	15 mm	60 mm

für Kinder · for children · pour enfants · para niños · per bambini

Rippensperrer
 Rib Spreaders
 Ecarteurs des côtes
 Separadores costales
 Divaricatori costali



Blatt - Blade - valve - hoja - valva		
Spreizung Spread Ecartement Abertura Apertura	Tiefe Depth profondité profundidad profondità	Breite Width largeur ancho larghezza
A	B	C



CHEVALIER

	A = mm	B = mm	C = mm
56.259.19	190 mm	27 mm	100 mm



HAIGHT

	A = mm	B = mm	C = mm
56.260.09	90 mm	30 mm	30 mm
56.260.15	115 mm	30 mm	30 mm

Rippensperrer
Rib Spreaders
Ecarteurs des côtes
Separadores costales
Divaricatori costali

PROFIT[®]
Surgical Instruments

Blatt · Blade · valve · hoja · valva		
Spreizung Spread	Tiefe Depth	Breite Width
Ecartement	profondité	largeur
Abertura	profundidad	ancho
Apertura	profondità	larghezza
A	B	C



TUFFIER

	A = mm	B = mm	C = mm
56.264.16	165 mm	50 mm	45 mm



Thoraxsperrer
Thoracic retractor
Ecarteur thoracique
Separador torácico
Divaricatore per il torace



MERCEDES
56.270.00

Thoraxsperrer, komplett, bestehend aus:

- 56.270.10** 1 Sperrer
- 56.270.48** 2 Seitenvälven 42 x 65 mm
- 56.270.70** 2 Seitenvälven 75 x 75 mm

Thoracic retractor, complete, consisting of:

- 56.270.10** 1 Spreader
- 56.270.48** 2 Lateral blades 42 x 65 mm
- 56.270.70** 2 Lateral blades 75 x 75 mm

Ecarteur thoracique, complet, composé de:

- 56.270.10** 1 Ecarteur
- 56.270.48** 2 Valves latérales 42 x 65 mm
- 56.270.70** 2 Valves latérales 75 x 75 mm

Separador torácico, completo, compuesto de:

- 56.270.10** 1 Separador
- 56.270.48** 2 Valvas laterales 42 x 65 mm
- 56.270.70** 2 Valvas laterales 75 x 75 mm

Divaricatore per il torace, completo, composto da:

- 56.270.10** 1 Divaricatore
- 56.270.48** 2 Valve laterali 42 x 65 mm
- 56.270.70** 2 Valve laterali 75 x 75 mm

Rippensperrer
 Rib Spreaders
 Ecarteurs des côtes
 Separadores costales
 Divaricatori costali

PROFIT[®]
 Surgical Instruments

Blatt · Blade · valve · hoja · valva		
Spreizung Spread	Tiefe Depth	Breite Width
Ecartement	profondité	largeur
Abertura	profundidad	ancho
Apertura	profondità	larghezza
A	B	C



MORSE-FAVOLORO

	A = mm	B = mm	C = mm
56.273.16	160 mm	17 mm	22 mm

für Kinder · for children · pour enfants · para niños · per bambini

MORSE-FAVOLORO

	A = mm	B = mm	C = mm
56.273.19	200 mm	22 mm	27 mm

für Erwachsene · for adults · pour adultes · para adultos · per adulti



HERTZLER

	A = mm	B = mm	C = mm
56.278.00	105 mm	25 mm	25 mm